

Nationalt PrøveNummer service

MANUAL for Systemleverandører

Formål

Formålet er at indføre et fælles Nationalt laboratoriePrøve Nummersystem, NPN, så alle laboratorieprøver får et unikt nummer.

Omnummerering og mulige forbytninger minimeres hermed.


For at få tildelt en nummerserie og for at oprette de forskellige laboratorier skal man logge på NPN serveren som ligger på sundhedsdatanettet på følgende link enten via hjemmeside: <http://195.80.250.132/webadmin/> eller via sundhedsdatanettet: <http://195.80.250.132/web/service/Service>

Til afprøvning af nummerservicen er der også en testside, som man kan logge på: <http://sundcom.health-telematics.dk:8080/webadmin/>

Startsiden

Man kommer så ind på startsiden Prøvenummersøgning, hvor man kan søge på et prøvenummer og ved søgning af et prøvenummer, kan der evt. tilvælges modulus 11 tjek af prøvenummeret.

For at logge ind på siden for at kunne administrere de laboratorier, som man er systemleverandør til, tryk på linket "log på" øverst til højre.



Prøvenummer søgning

nationalt laboratorie prøvenummer søgning log på

Prøvenummer søgning

Prøvenummer: 100 000 000 000

Check modulus:


Nummersøgning

Log på

For at logge på skal man have en konto. Denne konto med brugernavn og kodeord får man hos MedCom, Jacob Glasdam, jag@medcom.dk.

Brugernavn og tilhørende kodeord indtastes i de pågældende felter, og der trykkes på "Log ind" knappen.

Resten af dette dokument beskriver forløbet for en systemleverandørs konto.




The screenshot shows a web browser window with the title "Log på National Laboratorie Prøvenummer". The address bar contains the URL "http://sundcom.health-telematics.dk:8080/webadmin/login". The page header features the text "nationalt laboratorie prøvenummer" and navigation links for "søgning" and "log på". The main content area has the heading "Log på National Laboratorie Prøvenummer" followed by two input fields: "Brugernavn:" and "Kodeord:". Below these fields is a "Log ind" button.

Laboratorier

Efter succesfuld log på, vises der en oversigt over de laboratorier der har denne leverandør, øverst til venstre. Lige nedenfor er der et felt til oprettelse af et nyt laboratorium.

Hvis der trykkes på et af de oprettede laboratorier, vises information omkring dette laboratorium.

Til højre vises egen information, og det er muligt at se detaljer og ændre dem ved tryk på knappen "Vis".



The screenshot shows a web browser window titled "DuckSofts Laboratorier". The address bar contains "http://sundcom.health-telematics.dk:8080/webadmin/profiles". The page has a blue header with the text "nationalt laboratorie prøvenummer" and navigation links for "søgning", "laboratorier", and "log af". Below the header, the title "DuckSofts Laboratorier" is displayed. A table lists three laboratories:

Laboratorie	System	Type
Administrator	Administrator	Leverandør
Andeby Central Lab	DuckLab 1000	Laboratorium
Von And's Lab	DuckLab 2000	Laboratorium

Below the table is a form to "Opret nyt Laboratorie" with a "Brugernavn:" input field and an "Opret" button. To the right, a "Leverandør" box displays the following information:


- Navn: DuckSoft
- Kontakt: Anders And
- E-mail: anders@ducksoft.dl

A "Vis" button is located below the provider information.

Laboratorie Information

Fremkommer ved tryk på et laboratorium i oversigten over laboratorier.

Detaljer for det valgte laboratorium vises til venstre, med mulighed for at ændre det ved tryk på "Ændre".



The screenshot shows a web browser window titled "Laboratorie Andeby Central Lab". The address bar contains "http://sundcom.health-telematics.dk:8080/webadmin/showprofile". The page has a blue header with the text "nationalt laboratorie prøvenummer" and navigation links for "søgning", "laboratorier", and "log af". Below the header, the title "Laboratorie Andeby Central Lab" is displayed. To the left, the following details are shown:

- Laboratorie Andeby Central Lab
- System DuckLab 1000
- Brugernavn lab2
- Type
- Status Aktiv

An "Ændre" button is located below these details. To the right, a "Leverandør" box displays the following information:

- Navn: DuckSoft
- Kontakt: Anders And
- E-mail: anders@ducksoft.dl

Opret / Ændre Laboratorium

Fremkommer ved tryk på "Opret" på Laboratorie oversigtssiden, eller "Ændre" på Laboratorie Informationssiden.

Der mulighed for at sætte / ændre følgende værdier:

Laboratorie: Navn på det pågældende laboratorium

System: Navn på det system laboratoriet har.

Kodeord: Kodeord laboratoriet skal bruge sammen med angivet brugernavn.

Aktiv: Mulighed for at deaktivere kontoen.

En ikke aktiv konto kan ikke længere rekvirere nye nummerserier.

Ændringerne kan enten gemmes, eller fortrydes, ved fortrydelse oprettes / ændres kontoen ikke.

Profil for Administrator

Laboratorie

System

Brugernavn

Kodeord

Aktiv

Leverandør

Navn: DuckSoft

Kontakt: Anders And

E-mail: anders@ducksoft.d